

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



КАТАЛОГ



Уважаемые дамы и господа,

коллеги!

Хирургический инструмент из титана - это современный, высококачественный и долговечный, является незаменимым в современной медицине благодаря своим качествам:

1.Легкий:

Соотношение прочности и веса титановых сплавов значительно выше по сравнению с нержавеющей сталью. Легкость инструмента положительно сказывается на снижении усталости хирурга.

2.Не магнитный:

Не представляет угрозы для небольших и чувствительных вживленных электронных устройств.

3.Коррозионностойкий:

Титан является одним из немногих металлов с исключительно высокой коррозионной стойкостью.

4.Высоко атравматичный:

Позволяет плавно и мягко проводить манипуляции при хирургических вмешательствах, что особенно важно при выполнении деликатных операций, требующих высокой точности.

5.Имеющий антибликовое анодно-оксидное покрытие синего цвета.

6.Выдерживает многократные повторные стерилизации без ущерба качеству лезвия или поверхности.

7.Не требует специальной консервации для длительного хранения.

8. Не боится агрессивных сред

9. Стерилизация может быть произведена в походных условиях в слабых растворах кислот.

В настоящее время нами выпускаются зажимы кровоостанавливающие и сосудистые с атравматической нарезкой, зажимы-диссекторы, иглодержатели, пинцеты.

Атравматическая нарезка на сосудистых зажимах в сочетании с подобранными усилиями сжатия прочно удерживает сосуды, не травмируя их и не оставляя отпечатков.

Использование «ноу-хау» при армировании титана твердосплавными пластинами в иглодержателях исключает их выкрашивание и отслоение.

Зажим-диссектор с атравматической нарезкой совмещает две функции: оттеснение и пережатие, что позволяет не менять инструмент во время операции.

Пинцеты выпускаются в классическом исполнении, с атравматической нарезкой, армированные твердым сплавом.

Применение новых методов обработки титана позволили получить необходимую эластичность.

Пожеланию заказчика мы можем изготовить инструмент требуемой эластичности, необходимого усилия сжатия, конфигурации, не нарушая его функциональных свойств. Длина атравматической нарезки на рабочей части может достигать до 120 мм (12 см). Ширина рабочей части атравматических зажимой по требованию заказчика. Инструмент из титана отвечает современным требованиям по дизайну и эргономике.

Возможен заказ инструмента по каталогам любых мировых производителей.

Способ доставки: почтовое отправление: услуги транспортной компании; самовывоз, транспортом «Поставщика».

Весь инструмент сертифицирован.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество

СОДЕРЖАНИЕ

| Номер в каталоге | ЗАЖИМЫ | Страница |
|-------------------------|---|-----------------|
| Зт-1 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» длиной 140мм | 16 |
| Зт-2 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» длиной 150мм..... | 16 |
| Зт-2-01 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый длиной 150мм..... | 16 |
| Зт-3 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» длиной 165мм..... | 16 |
| Зт-3-01 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый длиной 165мм.... | 16 |
| Зт-1-с | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» со смещением длиной 140мм | 17 |
| Зт-2-с | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» со смещением длиной 150мм | 17 |
| Зт-3-с | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» со смещением длиной 165мм | 17 |
| Зт-4 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» длиной 175мм..... | 16 |
| Зт-4-01 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый длиной 175мм..... | 16 |
| Зт-5 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» с атравматической нарезкой длиной 150мм..... | 18 |
| Зт-5-01 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый с атравматической нарезкой длиной 150мм..... | 18 |
| Зт-6 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» с атравматической нарезкой длиной 165мм..... | 18 |
| Зт-6-01 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый с атравматической нарезкой длиной 165мм..... | 18 |
| Зт-7 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» с атравматической нарезкой длиной 175мм..... | 18 |
| Зт-7-01 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый с атравматической нарезкой длиной 175 мм..... | 18 |
| Зт-8 | Зажим типа «Бильрот» длиной 160мм..... | 19 |
| Зт-8-01 | Зажим типа «Бильрот» изогнутый длиной 160мм | 19 |
| Зт-8-02 | Зажим типа «Бильрот» длиной 200мм | 19 |
| Зт-8-03 | Зажим типа «Бильрот» изогнутый длиной 200мм | 19 |
| Зт-9 | Зажим типа «Бильрот» с атравматической нарезкой длиной 160 мм..... | 20 |
| Зт-9-01 | Зажим типа «Бильрот» изогнутый с атравматической нарезкой длиной 160 мм..... | 20 |
| Зт-9-02 | Зажим типа «Бильрот» с атравматической нарезкой длиной 200 мм..... | 20 |
| Зт-9-03 | Зажим типа «Бильрот» изогнутый с атравматической нарезкой длиной 200 мм..... | 20 |
| Зт-10 | Зажим типа «Кохер» длиной 200мм | 21 |
| Зт-10-01 | Зажим типа «Кохер» изогнутый длиной 200мм | 21 |
| Зт-10-02 | Зажим типа «Кохер» длиной 160мм..... | 21 |
| Зт-10-03 | Зажим типа «Кохер» изогнутый длиной 160мм..... | 21 |
| Зт-12 | Зажим кровоостанавливающий длиной 180мм..... | 22 |
| Зт-12-01 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый длиной 180мм..... | 22 |
| Зт-13 | Зажим кровоостанавливающий длиной 200мм..... | 22 |
| Зт-13-01 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый длиной 200мм..... | 22 |
| Зт-14 | Зажим кровоостанавливающий с атравматической нарезкой длиной 140мм..... | 23 |

| | | |
|----------|---|----|
| Зт-14-01 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 150мм..... | 23 |
| Зт-14-02 | Зажим кровоостанавливающий с атравматической нарезкой длиной 150мм..... | 23 |
| Зт-14-03 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 150мм..... | 23 |
| Зт-15 | Зажим кровоостанавливающий с атравматической нарезкой длиной 155мм... | 23 |
| Зт-15-01 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 155мм..... | 23 |
| Зт-15-02 | Зажим кровоостанавливающий с атравматической нарезкой длиной 165мм..... | 24 |
| Зт-15-03 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 165мм..... | 24 |
| Зт-16 | Зажим кровоостанавливающий с атравматической нарезкой длиной 180мм..... | 24 |
| Зт-16-01 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 180мм..... | 24 |
| Зт-17 | Зажим кровоостанавливающий с атравматической нарезкой длиной 200мм..... | 24 |
| Зт-17-01 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 200мм..... | 24 |
| Зт-18 | Зажим кровоостанавливающий с атравматической нарезкой длиной 220мм.... | 25 |
| Зт-18-01 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 220мм | 25 |
| Зт-19 | Зажим кровоостанавливающий с атравматической нарезкой длиной 240мм..... | 25 |
| Зт-19-01 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 240мм..... | 25 |
| Зт-20 | Зажим кровоостанавливающий с атравматической нарезкой длиной 260мм.... | 25 |
| Зт-20-01 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 260мм..... | 25 |
| Зт-22 | Зажим сосудистый для лигатур изогнутый длиной 160мм детский..... | 26 |
| Зт-23 | Зажим сосудистый для лигатур изогнутый длиной 170мм детский №1 | 26 |
| Зт-23-01 | Зажим сосудистый для лигатур изогнутый длиной 170мм детский №2..... | 26 |
| Зт-24 | Зажим сосудистый для анастомоза длиной 130 мм..... | 27 |
| Зт-25 | Зажим сосудистый для анастомоза длиной 170 мм..... | 27 |
| Зт-26 | Зажим сосудистый для анастомоза длиной 175 мм..... | 27 |
| Зт-27 | Зажим сосудистый для анастомоза длиной 180 мм..... | 27 |
| Зт-28 | Зажим сосудистый для анастомоза длиной 195 мм..... | 27 |
| Зт-29 | Зажим сосудистый для анастомоза длиной 200 мм..... | 28 |
| Зт-30 | Зажим сосудистый для анастомоза длиной 205 мм..... | 28 |
| Зт-31 | Зажим сосудистый для анастомоза длиной 260 мм..... | 28 |
| Зт-32 | Зажим сосудистый для анастомоза длиной 265 мм..... | 28 |
| Зт-33 | Зажим сосудистый для анастомоза длиной 280 мм..... | 28 |
| Зт-34 | Зажим сосудистый S-образный длиной 185мм..... | 29 |
| Зт-34-01 | Зажим сосудистый S-образный длиной 170 мм..... | 29 |
| Зт-35 | Зажим сосудистый S-образный длиной 200 мм..... | 29 |

| | | |
|----------|---|----|
| Зт-36 | Зажим для оттеснения аорты длиной 140мм для новорожденных и детей раннего возраста | 30 |
| Зт-37 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 90° длиной 150мм для новорожденных и детей раннего возраста..... | 30 |
| Зт-37-01 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 60° длиной 180 мм..... | 31 |
| Зт-38 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 60° длиной 165 мм..... | 31 |
| Зт-39 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 60° длиной 175 мм..... | 31 |
| Зт-40 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 60° длиной 185 мм..... | 31 |
| Зт-41 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 60° длиной 210 мм..... | 31 |
| Зт-42 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 60° длиной 250 мм..... | 31 |
| Зт-43 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 30° длиной 175 мм..... | 32 |
| Зт-44 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 30° длиной 185 мм..... | 32 |
| Зт-45 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 30° длиной 190 мм..... | 32 |
| Зт-46 | Зажим сосудистый с рабочей частью изогнутой под углом 60°длиной 200мм.... | 33 |
| Зт-47 | Зажим сосудистый специальный длиной 230 мм..... | 33 |
| Зт-48 | Зажим сосудистый радиусный №1 длиной 150 мм..... | 32 |
| Зт-49 | Зажим сосудистый для анастомоза длиной 150 мм..... | 34 |
| Зт-50 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 30° длиной 150 мм..... | 34 |
| Зт-51 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 60° длиной 150 мм..... | 31 |
| Зт-54 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый длиной 270мм по Шамли..... | 35 |
| Зт-55 | Зажим для почечной ножки изогнутый по радиусу №1 малый длиной 230мм по Федорову..... | 35 |
| Зт-56 | Зажим для почечной ножки изогнутый по радиусу №2 большой длиной 255мм по Федорову..... | 35 |
| Зт-58 | Щипцы геморроидальные окончатые изогнутые по Люэру длиной 215мм..... | 36 |
| Зт-59 | Щипцы геморроидальные окончатые прямые по Люэру длиной 225мм..... | 36 |
| Зт-60 | Щипцы геморроидальные окончатые с нарезкой изогнутые по Люэру длиной 215мм..... | 36 |
| Зт-61 | Щипцы геморроидальные окончатые с нарезкой прямые по Люэру длиной 225мм..... | 36 |
| Зт-62 | Зажим для захватывания кишечной стенки по Эллису длиной 152 мм..... | 37 |
| Зт-63 | Зажим для захватывания кишечной стенки по Эллису длиной 200 мм..... | 37 |
| Зт-94 | Зажим для захватывания кишечной стенки (для новорожденных и детей раннего возраста) длиной 140мм..... | 37 |
| Зт-71 | Зажим кровоостанавливающий 1×2 зубый зубчатый прямой длиной 150мм..... | 38 |
| Зт-72 | Зажим кровоостанавливающий 1×2 зубый зубчатый изогнутый длиной 150мм..... | 38 |
| Зт-73 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый длиной 260мм..... | 39 |
| Зт-74 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой длиной 260мм..... | 39 |
| Зт-75 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый длиной 160мм..... | 40 |
| Зт-76 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой длиной 160мм..... | 40 |
| Зт-77 | Зажим кровоостанавливающий для глубоких полостей длиной 225мм..... | 41 |
| Зт-78 | Зажим кровоостанавливающий для глубоких полостей длиной 213мм..... | 41 |

| | | |
|--------|--|----|
| Зт-79 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой (для новорожденных и детей раннего возраста) длиной 125 мм..... | 42 |
| Зт-80 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый изогнутый (для новорожденных и детей раннего возраста) длиной 125 мм..... | 42 |
| Зт-81 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый изогнутый по ребру (для новорожденных и детей раннего возраста) длиной 125 мм..... | 43 |
| Зт-82 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый по плоскости длиной 130мм..... | 43 |
| Зт-83 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый по ребру длиной 130 мм..... | 44 |
| Зт-84 | Зажим эластичный для пищевода длиной 280 мм..... | 44 |
| Зт-85 | Зажим эластичный для пищевода длиной 205 мм..... | 44 |
| Зт-86 | Зажим жесткий для пищевода длиной 280 мм..... | 45 |
| Зт-87 | Зажим жесткий для пищевода длиной 205 мм..... | 45 |
| Зт-88 | Зажим для желчных протоков прямой длиной 200 мм..... | 45 |
| Зт-89 | Зажим для желчных протоков изогнутый длиной 200 мм..... | 46 |
| Зт-90 | Зажим для желчного пузыря длиной 210 мм..... | 46 |
| Зт-91 | Зажим для желчного пузыря (для новорожденных и детей раннего возраста) длиной 160 мм..... | 47 |
| Зт-92 | Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический прямой длиной 145 мм..... | 47 |
| Зт-93 | Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический изогнутый длиной 145 мм... | 48 |
| Зт-95 | Зажим для бронха длиной 260 мм..... | 48 |
| Зт-96 | Зажим для бронха длиной 240 мм..... | 48 |
| Зт-97 | Зажим с кремальерой для прикрепления операционного белья к брюшине длиной 195мм..... | 49 |
| Зт-98 | Зажим с кремальерой для прикрепления операционного белья к брюшине Детский длиной 160 мм..... | 49 |
| Зт-99 | Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой длиной 240 мм..... | 50 |
| Зт-100 | Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый длиной 235 мм..... | 50 |
| Зт-101 | Зажим кишечный эластичный для детей прямой длиной 200 мм..... | 51 |
| Зт-102 | Зажим кишечный эластичный для детей изогнутый длиной 192 мм..... | 51 |
| Зт-103 | Зажим кишечный эластичный для детей прямой длиной 170 мм..... | 51 |
| Зт-104 | Зажим кишечный эластичный для детей изогнутый длиной 161 мм..... | 51 |
| Зт-106 | Зажим для прямой кишки длиной 320 мм..... | 52 |
| Зт-107 | Зажим для клиновидной резекции легкого прямой детский длиной 185 мм..... | 52 |
| Зт-108 | Зажим для клиновидной резекции легкого изогнутый прямой детский длиной 180 мм..... | 53 |
| Зт-109 | Зажим окончательный для захватывания сосудов длиной 215 мм..... | 53 |
| Зт-110 | Корнцанг прямой длиной 230 мм..... | 54 |
| Зт-111 | Корнцанг изогнутый длиной 230 мм..... | 54 |
| Зт-112 | Щипцы окончательные для захватывания опухоли мозга длиной 200мм..... | 55 |
| Зт-113 | Щипцы для захватывания легкого детские №1 прямые длиной 180 мм..... | 55 |

| | | |
|--------|---|----|
| Зт-114 | Щипцы для захватывания легкого детские №2 прямые длиной 180 мм..... | 55 |
| Зт-115 | Щипцы для захватывания легкого детские изогнутые длиной 180 мм..... | 56 |
| Зт-116 | Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия вертикально изогнутые №1 длиной 218 мм..... | 56 |
| Зт-117 | Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия вертикально изогнутые №2 длиной 200 мм..... | 57 |
| Зт-118 | Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия вертикально изогнутые №3 длиной 240 мм..... | 57 |
| Зт-119 | Зажим для временного пережатия магистральных сосудов длиной 280 мм..... | 58 |
| Зт-120 | Зажим для временного пережатия аорты и легочной артерии с кремальерой с двойным изгибом длиной 295 мм..... | 58 |
| Зт-121 | Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой изогнутый по плоскости под углом 120° длиной 155 мм..... | 59 |
| Зт-122 | Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой изогнутый по плоскости под углом 120° длиной 170 мм..... | 59 |
| Зт-123 | Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой изогнутый по ребру под углом 50° длиной 155 мм..... | 59 |
| Зт-124 | Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой изогнутый по плоскости под углом 120° по радиусу R-35 длиной 227 мм..... | 60 |
| Зт-125 | Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой изогнутый по плоскости по радиусу R-60 длиной 212 мм..... | 60 |
| Зт-70 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый вертикально длиной 240 мм. | 61 |
| Зт-126 | Зажим для временного пережатия аорты с кремальерой с двойным изгибом ручек длиной 270 мм..... | 61 |
| Зт-127 | Зажим для ушка сердца №1 длиной 260 мм..... | 62 |
| Зт-128 | Зажим для ушка сердца №2 длиной 235 мм..... | 62 |
| Зт-129 | Зажим для ушка сердца №3 длиной 260 мм..... | 62 |
| Зт-130 | Зажим для ушка сердца №4 длиной 205 мм..... | 62 |
| Зт-131 | Зажим для ушка сердца детский №1 длиной 170 мм..... | 63 |
| Зт-132 | Зажим для ушка сердца детский №2 длиной 175 мм..... | 63 |
| Зт-133 | Зажим для ушка сердца детский №3 длиной 180 мм..... | 63 |
| Зт-134 | Зажим сосудистый эластичный зубчатый с фиксатором (По Сатинскому) №1 длиной 150 мм..... | 64 |
| Зт-135 | Зажим сосудистый эластичный зубчатый с фиксатором (По Сатинскому) №2 длиной 155 мм..... | 64 |
| Зт-136 | Зажим сосудистый эластичный зубчатый с фиксатором (По Сатинскому) №3 длиной 168 мм..... | 64 |
| Зт-137 | Зажим сосудистый эластичный зубчатый с фиксатором (По Сатинскому) №4 длиной 180 мм..... | 64 |
| Зт-138 | Зажим сосудистый эластичный зубчатый с фиксатором (По Сатинскому) №5 длиной 186 мм..... | 65 |

| | | |
|--------|---|----|
| Зт-139 | Зажим сосудистый эластичный зубчатый с фиксатором (По Сатинскому) №6 длиной 208 мм..... | 65 |
| Зт-140 | Зажим сосудистый эластичный зубчатый с фиксатором (По Сатинскому) №7 длиной 212 мм..... | 65 |
| Зт-141 | Зажим сосудистый эластичный зубчатый с фиксатором (По Сатинскому) №8 длиной 220 мм..... | 65 |
| Зт-142 | Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия детский №1 длиной 190 мм..... | 66 |
| Зт-143 | Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия детский №2 длиной 190 мм..... | 66 |
| Зт-144 | Зажим для пережатия аорты детский №1 длиной 190 мм..... | 67 |
| Зт-145 | Зажим для пережатия аорты детский №2 длиной 190 мм..... | 67 |
| Зт-146 | Зажим для лигатур и отведения аорты детский №1 длиной 190 мм..... | 68 |
| Зт-147 | Зажим для лигатур и отведения аорты детский №2 длиной 190 мм..... | 68 |
| Зт-148 | Зажим для пережатия и сближения концов аорты левый длиной 220 мм..... | 69 |
| Зт-149 | Зажим для пережатия и сближения концов аорты правый длиной 220 мм..... | 69 |
| Зт-150 | Зажим артериальный типа «Крайл» прямой длиной 160 мм..... | 70 |
| Зт-151 | Зажим артериальный типа «Крайл» изогнутый длиной 155 мм..... | 70 |
| Зт-152 | Зажим микроартериальный типа «Москит» прямой длиной 130 мм..... | 71 |
| Зт-153 | Зажим микроартериальный типа «Москит» изогнутый длиной 130 мм..... | 71 |
| Зт-154 | Зажим микроартериальный типа «Москит» прямой длиной 154 мм..... | 71 |
| Зт-155 | Зажим микроартериальный типа «Келли» прямой длиной 145 мм..... | 72 |
| Зт-156 | Зажим микроартериальный типа «Крайл» прямой длиной 145 мм..... | 72 |
| Зт-157 | Зажим микроартериальный типа «Крайл» изогнутый длиной 145 мм..... | 72 |
| Зт-158 | Зажим артериальный типа «Пеана» прямой длиной 165 мм..... | 73 |
| Зт-159 | Зажим артериальный типа «Пеана» прямой длиной 185 мм..... | 73 |
| Зт-160 | Зажим артериальный типа «Пеана» изогнутый длиной 165 мм..... | 73 |
| Зт-161 | Зажим вагинальный длиной 325 мм..... | 74 |
| Зт-162 | Зажим гинекологический длиной 260 мм..... | 74 |
| Зт-163 | Зажим гинекологический прямой длиной 285 мм..... | 75 |
| Зт-164 | Зажим гинекологический изогнутый длиной 283 мм..... | 75 |
| Зт-165 | Зажим гинекологический кровоостанавливающий зубчатый прямой длиной 220 мм..... | 75 |
| Зт-166 | Щипцы для удаления плодного яйца прямые длиной 250 мм..... | 76 |
| Зт-167 | Щипцы для удаления плодного яйца прямые с кремальерой длиной 250 мм..... | 76 |
| Зт-168 | Щипцы для удаления плодного яйца прямые с кремальерой длиной 260 мм..... | 76 |
| Зт-169 | Щипцы маточные полипные окончатые для удаления полипов шейки матки длиной 245 мм..... | 77 |
| Зт-170 | Щипцы маточные трёхзубые изогнутые для оттягивания тела матки длиной 260 мм..... | 77 |

| | | |
|--------|--|----|
| Зт-171 | Щипцы для извлечения желчных и почечных камней вертикально-изогнутые длиной 220 мм..... | 78 |
| Зт-172 | Щипцы для извлечения желчных и почечных камней вертикально-изогнутые длиной 190 мм..... | 78 |
| Зт-173 | Щипцы для извлечения желчных и почечных камней детские №1 длиной 140 мм..... | 79 |
| Зт-174 | Щипцы для извлечения желчных и почечных камней детские №2 длиной 140 мм..... | 79 |
| Зт-175 | Щипцы для извлечения желчных и почечных камней детские №3 длиной 140 мм..... | 79 |
| Зт-176 | Щипцы для извлечения почечных камней детские №1 длиной 140 мм..... | 80 |
| Зт-177 | Щипцы для извлечения почечных камней детские №2 длиной 140 мм..... | 80 |
| Зт-178 | Щипцы для извлечения почечных камней детские №3 длиной 140 мм..... | 80 |
| Зт-179 | Зажим жесткий для влагалищных операций изогнутый длиной 233 мм..... | 81 |
| Зт-180 | Зажим жесткий для влагалищных операций изогнутый длиной 219 мм..... | 81 |
| Зт-181 | Зажим жесткий для влагалищных операций прямой длиной 220 мм..... | 81 |
| Зт-182 | Зажим сосудистый с атравматической нарезкой длиной 205мм..... | 82 |
| Зт-183 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 15° с атравматической нарезкой длиной 190мм..... | 82 |
| Зт-184 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 30° с атравматической нарезкой длиной 165мм..... | 83 |
| Зт-185 | Зажим сосудистый изогнутый под углом 60° с атравматической нарезкой длиной 180мм..... | 83 |
| Зт-186 | Зажим сосудистый по типу Сатинского с длиной изгиба рабочей части 18мм длиной 155мм..... | 84 |
| Зт-187 | Зажим сосудистый по типу Сатинского с длиной изгиба рабочей части 23мм длиной 155мм..... | 84 |
| Зт-188 | Зажим сосудистый по типу Сатинского с длиной изгиба рабочей части 26мм длиной 175мм..... | 85 |
| Зт-189 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 165мм..... | 85 |
| Зт-190 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 160мм..... | 86 |
| Зт-191 | Зажим кровоостанавливающий с атравматической нарезкой длиной 130мм..... | 86 |
| Зт-192 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой длиной 125мм..... | 87 |
| Зт-193 | Зажим кровоостанавливающий с атравматической нарезкой длиной 170мм..... | 87 |
| Зт-194 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый длиной 185мм..... | 88 |
| Зт-195 | Зажим для пережатия аорты с двойным изгибом длиной 300мм..... | 88 |
| Зт-196 | Зажим для пережатия аорты длиной 250мм..... | 89 |
| Зт-197 | Зажим для пережатия аорты длиной 300мм..... | 89 |
| ЗДт-1 | Зажим-диссектор изогнутый с атравматической нарезкой №1 длиной 125 мм..... | 90 |
| ЗДт-2 | Зажим-диссектор изогнутый с атравматической нарезкой №2 длиной 125 мм..... | 90 |
| ЗДт-3 | Зажим-диссектор изогнутый с атравматической нарезкой №3 длиной 125 мм..... | 90 |
| ЗДт-4 | Зажим-диссектор изогнутый с атравматической нарезкой №1 длиной 165 мм..... | 90 |
| ЗДт-5 | Зажим-диссектор изогнутый с атравматической нарезкой №2 длиной 165 мм..... | 90 |
| ЗДт-6 | Зажим-диссектор изогнутый с атравматической нарезкой №3 длиной 165 мм..... | 90 |

| | | |
|--------|--|----|
| ЗДт-7 | Зажим-диссектор изогнутый с атравматической нарезкой №1 длиной 200 мм..... | 91 |
| ЗДт-8 | Зажим-диссектор изогнутый с атравматической нарезкой №2 длиной 200 мм..... | 91 |
| ЗДт-9 | Зажим-диссектор изогнутый с атравматической нарезкой №3 длиной 200 мм..... | 91 |
| ЗДт-10 | Зажим-диссектор радиусный с атравматической нарезкой длиной 240 мм..... | 91 |
| ЗДт-11 | Зажим-диссектор радиусный с атравматической нарезкой длиной 170 мм..... | 91 |
| ЗДт-12 | Зажим-диссектор с кремальерой и высотой изгиба губок 16мм длиной 200мм.. | 92 |
| ЗДт-13 | Зажим-диссектор с кремальерой и высотой изгиба губок 15мм длиной 230мм.. | 92 |
| ЗДт-14 | Зажим-диссектор с кремальерой с атравматической нарезкой длиной 240мм..... | 92 |

ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ

| | | |
|----------|---|----|
| Ит-1 | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами длиной 125 мм | 93 |
| Ит-2 | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами длиной 140 мм | 93 |
| Ит-2-01 | Иглодержатель общехирургический с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами длиной 140 мм | 93 |
| Ит-3 | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами длиной 160 мм | 93 |
| Ит-3-01 | Иглодержатель общехирургический с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами длиной 160 мм | 93 |
| Ит-4 | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами длиной 200 мм | 93 |
| Ит-4-01 | Иглодержатель общехирургический с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами длиной 200 мм | 93 |
| Ит-5 | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами изогнутый длиной 200 мм | 94 |
| Ит-5-01 | Иглодержатель общехирургический с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами изогнутый длиной 200 мм | 94 |
| Ит-6 | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами длиной 230 мм | 94 |
| Ит-6-01 | Иглодержатель общехирургический с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами длиной 230 мм | 94 |
| Ит-7 | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами длиной 260 мм | 94 |
| Ит-7-01 | Иглодержатель общехирургический с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами длиной 260 мм | 94 |
| Ит-8 | Иглодержатель сосудистый с твердосплавными пластинами длиной 160мм..... | 95 |
| Ит-9 | Иглодержатель сосудистый с твердосплавными пластинами длиной 200мм..... | 95 |
| Ит-10 | Иглодержатель сосудистый с твердосплавными пластинами изогнутый длиной 200 мм..... | 95 |
| Ит-11 | Иглодержатель сосудистый с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами длиной 160мм..... | 96 |
| Ит-12 | Иглодержатель сосудистый с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами длиной 125мм..... | 96 |
| Ит-13 | Иглодержатель сосудистый с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами длиной 140мм..... | 96 |
| Ит-14 | Иглодержатель сосудистый с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами длиной 200мм..... | 96 |
| Ит-14-01 | Иглодержатель сосудистый с узкой рабочей частью и твердосплавными пластинами изогнутый длиной 200мм..... | 96 |

ПИНЦЕТЫ

| | | |
|---------|--|-----|
| Пт-1 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П150x1,7..... | 98 |
| Пт-2 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П150x2,2..... | 98 |
| Пт-3 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П150x2,8..... | 98 |
| Пт-4 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П200x1,7..... | 98 |
| Пт-5 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П200x2,2..... | 99 |
| Пт-6 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П200x2,8..... | 99 |
| Пт-7 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П200x3,5..... | 99 |
| Пт-8 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П240x1,7..... | 99 |
| Пт-9 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П240x2,2..... | 100 |
| Пт-9-01 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П240x2,5..... | 100 |
| Пт-10 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П240x2,8..... | 100 |
| Пт-11 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П240x3,5..... | 100 |
| Пт-12 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П300x1,7..... | 101 |
| Пт-13 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П300x2,2..... | 101 |
| Пт-14 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П300x2,8..... | 101 |
| Пт-15 | Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П300x3,5..... | 101 |
| Пт-16 | Пинцет анатомический Па-130x2,5..... | 102 |
| Пт-17 | Пинцет анатомический Па-150x2,5..... | 102 |
| Пт-18 | Пинцет анатомический Па-160x2,5..... | 102 |
| Пт-19 | Пинцет анатомический Па-180x2,5..... | 102 |
| Пт-20 | Пинцет анатомический Па-200x2,5..... | 102 |
| Пт-21 | Пинцет анатомический Па-240x2,5..... | 102 |
| Пт-22 | Пинцет анатомический Па-300x2,5..... | 102 |
| Пт-23 | Пинцет хирургический Пх-130x2,5..... | 103 |
| Пт-24 | Пинцет хирургический Пх-150x2,5..... | 103 |
| Пт-25 | Пинцет хирургический Пх-160x2,5..... | 103 |
| Пт-26 | Пинцет хирургический Пх-180x2,5..... | 103 |
| Пт-27 | Пинцет хирургический Пх-200x2,5..... | 103 |
| Пт-28 | Пинцет хирургический Пх-240x2,5..... | 103 |
| Пт-29 | Пинцет хирургический Пх-300x2,5..... | 103 |

РАНОРАСШИРИТЕЛЬ

| | |
|---|-----|
| Ранорасширитель нейрохирургический универсальный..... | 104 |
|---|-----|

ЛОПАТОЧКИ

| | | |
|------|--|-----|
| Лт-1 | Лопаточка для оттеснения сосудов двухсторонняя с острым и тупым концами длиной 185 мм..... | 105 |
| Лт-2 | Лопаточка для оттеснения сосудов тупая длиной 185 мм..... | 105 |

БУЖИ

| | | |
|-------|---|-----|
| Бт-1 | Буж для дилатации сосудов диаметром 1 мм..... | 107 |
| Бт-2 | Буж для дилатации сосудов диаметром 1,5 мм..... | 107 |
| Бт-3 | Буж для дилатации сосудов диаметром 2 мм..... | 107 |
| Бт-4 | Буж для дилатации сосудов диаметром 2,5 мм..... | 107 |
| Бт-5 | Буж для дилатации сосудов диаметром 3 мм..... | 107 |
| Бт-6 | Буж для дилатации сосудов диаметром 3,5 мм..... | 107 |
| Бт-7 | Буж для дилатации сосудов диаметром 4 мм..... | 107 |
| Бт-8 | Буж для дилатации сосудов диаметром 4,5 мм..... | 107 |
| Бт-9 | Буж для дилатации сосудов диаметром 5 мм..... | 107 |
| Бт-10 | Буж для дилатации сосудов диаметром 7 мм..... | 107 |

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ

ДОЛОТО

| | | |
|------|--|-----|
| Д-1 | Долото для боковой остеотомии пирамидки носа прямое левое длиной 180мм..... | 109 |
| Д-2 | Долото для боковой остеотомии пирамидки носа изогнутое левое длиной 180мм... | 110 |
| Д-3 | Долото для боковой остеотомии пирамидки носа прямое правое длиной 180мм..... | 109 |
| Д-4 | Долото для боковой остеотомии пирамидки носа изогнутое правое длиной 180мм.. | 110 |
| Д-5 | Долото для срединной остеотомии с двумя лезвиями длиной 180мм..... | 111 |
| Д-6 | Долото для срединной остеотомии с двумя лезвиями длиной 180мм..... | 111 |
| Д-7 | Долото изогнутое длиной 180 мм..... | 111 |
| Д-8 | Долото прямое длиной 180мм..... | 112 |
| Д-9 | Долото прямое длиной 180мм..... | 112 |
| Д-10 | Долото прямое длиной 180мм..... | 112 |
| Д-11 | Долото прямое с ограничителем длиной 180 мм..... | 113 |
| Д-12 | Долото прямое с ограничителем длиной 180 мм..... | 113 |
| Д-13 | Долото прямое с ограничителем длиной 180 мм..... | 114 |
| Д-14 | Долото прямое с ограничителем длиной 180 мм..... | 114 |

КРЮЧКИ

| | | |
|-----|---|-----|
| К-1 | Крючок 1 зубый острый длиной 180мм..... | 115 |
| К-2 | Крючок 1 зубый тупой длиной 180мм..... | 115 |
| К-3 | Крючок 2-х зубый острый длиной 180мм..... | 116 |
| К-4 | Крючок 2-х зубый тупой длиной 180мм..... | 116 |
| К-5 | Крючок 3-х зубый острый длиной 180мм..... | 117 |
| К-6 | Крючок 3-х зубый тупой длиной 180мм..... | 117 |
| К-7 | Крючок векоподъемник длиной 180 мм..... | 118 |
| К-8 | Крючок пластичный длиной 155 мм..... | 118 |

ШИЛО

| | | |
|-----|---|-----|
| Ш-1 | Шило с треугольной рабочей частью длиной 115мм..... | 119 |
| Ш-2 | Шило остроконечное с круглой рабочей частью длиной 115мм..... | 119 |

РАСПАТОРЫ

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----|
| Р-1 | Распатор прямой длиной 180мм | 120 |
| Р-2 | Распатор изогнутый длиной 180мм..... | 120 |
| Р-3 | Распатор прямой длиной 180мм..... | 121 |
| Р-4 | Распатор изогнутый длиной 180мм..... | 121 |

Рашпиль

| | | |
|-----|---|-----|
| Р-5 | Рашпиль (V-образный) длиной 220 мм..... | 122 |
| Р-6 | Рашпиль изогнутый длиной 220 мм..... | 122 |

НОЖИ

| | | |
|-----|--|-----|
| Н-1 | Нож горизонтальный для операции на перегородке носа длиной 165мм..... | 123 |
| Н-2 | Нож вертикальный для операций на перегородке носа левый длиной 165мм..... | 123 |
| Н-3 | Нож вертикальный для операций на перегородке носа правый длиной 165мм..... | 124 |

ПИЛКА

| | | |
|------|---|-----|
| Пв-1 | Пилка. Воячика прямая длиной 180мм..... | 124 |
|------|---|-----|

Пинцеты

| | | |
|-----|--|-----|
| П-1 | Пинцет для кожной пластики ПХ 130x1..... | 125 |
| П-2 | Пинцет анатомический ПА 130x1..... | 125 |
| П-3 | Пинцет микрохирургический ПХ-130x1..... | 126 |
| П-4 | Пинцет для трансплантата ПХ-145x4,5..... | 126 |

Зажим

| | | |
|------|---|-----|
| Зт-1 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» длиной 130 мм..... | 127 |
|------|---|-----|


Иглодержатель

| | | |
|------|---|-----|
| Ит-1 | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами длиной 125 мм | 127 |
| Ит-2 | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами длиной 140 мм | 127 |


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зажим кровоостанавливающий
типа "Москит"




Зажим кровоостанавливающий
типа "Москит" изогнутый


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Зт-1-с
длина - 140мм
рабочая часть
длина - 32мм



Зт-3-с
длина - 165мм
рабочая часть
длина - 34мм




Зт-2-с
длина - 150мм
рабочая часть
длина - 34мм




Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" со смещением

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




3т-5

длина - 150мм
рабочая часть
длина - 34мм




3т-6

длина - 165мм
рабочая часть
длина - 34мм




3т-7

длина - 175мм
рабочая часть
длина - 44мм




3т-5-01

длина - 150мм
рабочая часть
длина - 34мм



3т-6-01

длина - 165мм
рабочая часть
длина - 34мм



3т-7-01

длина - 175мм
рабочая часть
длина - 44мм




Зажим кровоостанавливающий
типа "Москит" с атравматической
нарезкой




Зажим кровоостанавливающий
типа "Москит" изогнутый
с атравматической нарезкой


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




длина - 160мм
рабочая часть
длина - 50мм



длина - 200мм
рабочая часть
длина - 70мм



длина - 160мм
рабочая часть
длина - 50мм



длина - 200мм
рабочая часть
длина - 70мм




Зажим типа "Бильрот"




Зажим типа "Бильрот" изогнутый

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-9

длина - 160мм
рабочая часть
длина - 50мм




Зт-9-02

длина - 200мм
рабочая часть
длина - 70мм



Зт-9-01

длина - 160мм
рабочая часть
длина - 50мм



Зт-9-03

длина - 200мм
рабочая часть
длина - 70мм



Зажим типа "Бильрот"
с атравматической нарезкой




Зажим типа "Бильрот" изогнутый
с атравматической нарезкой




Зажим типа "Кохер"

Зажим типа "Кохер" изогнутый




Зт-10

длина - 200мм
рабочая часть
длина - 80мм




Зт-10-01

длина - 200мм
рабочая часть
длина - 80мм



Зт-10-02


длина - 160мм
рабочая часть
длина - 50мм




Зт-10-03

длина - 160мм
рабочая часть
длина - 50мм


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




3т-12
длина - 180мм
рабочая часть
длина - 65мм



3т-13
длина - 200мм
рабочая часть
длина - 70мм



3т-12-01
длина - 180мм
рабочая часть
длина - 65мм



3т-13-01
длина - 200мм
рабочая часть
длина - 70мм




Зажим кровоостанавливающий




Зажим кровоостанавливающий
изогнутый

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-14

длина - 140мм
 рабочая часть
 длина - 40мм



Зт-14-02

длина - 150мм
 рабочая часть
 длина - 60мм




Зт-15

длина - 155мм
 рабочая часть
 длина - 60мм




Зажим кровоостанавливающий
 с атравматической нарезкой




Зт-14-01

длина - 140мм
 рабочая часть
 длина - 40мм



Зт-14-03

длина - 150мм
 рабочая часть
 длина - 60мм



Зт-15-01

длина - 155мм
 рабочая часть
 длина - 60мм



Зажим кровоостанавливающий
 изогнутый с атравматической
 нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



3т-15-02

длина - 165мм
рабочая часть
длина - 60мм

3т-16


длина - 180мм
рабочая часть
длина - 65мм

3т-17

длина - 200мм
рабочая часть
длина - 70мм



Зажим кровоостанавливающий
с атравматической нарезкой



3т-15-03

длина - 165мм
рабочая часть
длина - 60мм

3т-16-01

длина - 180мм
рабочая часть
длина - 65мм


3т-17-01

длина - 200мм
рабочая часть
длина - 70мм



Зажим кровоостанавливающий
изогнутый с атравматической
нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




3т-18
длина - 220мм
рабочая часть
длина - 100мм

3т-19
длина - 240мм
рабочая часть
длина - 100мм

3т-20
длина - 260мм
рабочая часть
длина - 100мм



Зажим кровоостанавливающий
с атравматической нарезкой




3т-18-01
длина - 220мм
рабочая часть
длина - 100мм

3т-19-01
длина - 240мм
рабочая часть
длина - 100мм

3т-20-01
длина - 260мм
рабочая часть
длина - 100мм




Зажим кровоостанавливающий
изогнутый с атравматической
нарезкой



Зт-22


длина - 160мм
рабочая часть
длина - 65мм

- Зт-22 Зажим сосудистый для лигатур изогнутый детский
- Зт-23 Зажим сосудистый для лигатур изогнутый детский №1
- Зт-23-01 Зажим сосудистый для лигатур изогнутый детский №2



Зт-23


длина - 170мм
рабочая часть
длина - 65мм



Зт-23-01


длина - 170мм
рабочая часть
длина - 65мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




3т-24

длина - 130мм
рабочая часть
длина - 16мм



3т-25

длина - 170мм
рабочая часть
длина - 18мм



3т-26

длина - 175мм
рабочая часть
длина - 20мм




Зажим сосудистый
для анастомоза



3т-27


длина - 180мм
рабочая часть
длина - 30мм



3т-28

длина - 195мм
рабочая часть
длина - 34мм


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



3т-29

1/1


длина - 200мм
рабочая часть
длина - 54мм



3т-30

1/1


длина - 205мм
рабочая часть
длина - 48мм



3т-31

1/1


длина - 260мм
рабочая часть
длина - 45мм



3т-32

1/1

длина - 265мм
рабочая часть
длина - 54мм



3т-33


1/1

длина - 280мм
рабочая часть
длина - 66мм


Зажим сосудистый
для анастомоза



Зажим сосудистый S-образный



ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-36

длина - 140мм
рабочая часть
длина - 40мм



Зажим для оттеснения аорты
для новорожденных
и детей раннего возраста




Зт-37

длина - 150мм
рабочая часть
длина - 51мм




Зажим сосудистый изогнутый
под углом 90° для новорожденных
и детей раннего возраста


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




3т-37-01
 длина - 180мм
 рабочая часть
 длина - 54мм



3т-38
 длина - 165мм
 рабочая часть
 длина - 37мм




3т-39
 длина - 175мм
 рабочая часть
 длина - 46мм



3т-40
 длина - 185мм
 рабочая часть
 длина - 54мм




Зажим сосудистый изогнутый
 под углом 60°



3т-51
 длина - 150мм
 рабочая часть
 длина - 34мм




1/1
 3т-41
 длина - 210мм
 рабочая часть
 длина - 57мм



1/1
 3т-42
 длина - 250мм
 рабочая часть
 длина - 64мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Technical drawings of three models of curved vascular forceps:

- Зт-43: длина - 175мм, рабочая часть длина - 20мм
- Зт-44: длина - 185мм, рабочая часть длина - 25мм
- Зт-45: длина - 190мм, рабочая часть длина - 30мм

Each drawing includes a 1/1 scale indicator. A 3D rendering of the forceps is shown in blue, along with a line drawing of the curved tip.

Зажим сосудистый изогнутый под углом 30°




Technical drawings of a radius vascular forceps:

- Зт-48: длина - 150мм, рабочая часть длина - 46мм

The drawing includes a 1/1 scale indicator. A 3D rendering of the forceps is shown in blue, along with a line drawing of the curved tip.

Зажим сосудистый радиусный №1

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




1/1

Зт-46

длина - 200мм
рабочая часть
длина - 15мм



Зт-46 Зажим сосудистый
с рабочей частью
изогнутый под углом 60°




Зт-47

длина - 230мм
рабочая часть
длина - 115мм

1/1





Зт-47 Зажим сосудистый
специальный



Зт-49

1/1


длина - 150мм
рабочая часть
длина - 15мм



Зт-50

1/1

длина - 150мм
рабочая часть
длина - 17мм




Зажим сосудистый
для анастомоза



Зажим сосудистый
изогнутый под углом 30°


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан





Зт-54
длина - 270мм
рабочая часть
длина - 70мм



Зт-54 Зажим кровоостанавливающий
зубчатый изогнутый по Шамли



Зт-55
длина - 230мм
рабочая часть
длина - 80мм



Зт-56
длина - 255мм
рабочая часть
длина - 90мм



Зт-55 Зажим для почечной ножки
изогнутый по радиусу №1 малый
по Федорову

Зт-56 Зажим для почечной ножки
изогнутый по радиусу №2 большой
по Федорову


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



1/1

ЗТ-58

длина - 215мм



1/1

ЗТ-60


длина - 215мм
рабочая часть
с нарезкой



1/1

ЗТ-59

длина - 225мм



1/1

ЗТ-61

длина - 225мм
рабочая часть
с нарезкой



Щипцы геморроидальные
окончатые
изогнутые по Люэру



Щипцы геморроидальные
окончатые
прямые по Люэру

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



1/1

ЗТ-94

длина - 140мм
рабочая часть
длина - 40мм



1/1

ЗТ-62

длина - 152мм
рабочая часть
длина - 60мм




1/1

ЗТ-63

длина - 200мм
рабочая часть
длина - 80мм

Зажим для захватывания кишечной стенки по Элису

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-71

длина - 150мм
рабочая часть
длина - 34мм



Зажим кровоостанавливающий
1×2 зубый зубчатый прямой




Зт-72

длина - 150мм
рабочая часть
длина - 34мм



Зажим кровоостанавливающий
1×2 зубый зубчатый изогнутый


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



длина - 260мм
рабочая часть
длина - 70мм



Зажим кровоостанавливающий
зубчатый изогнутый




длина - 260мм
рабочая часть
длина - 70мм



Зажим кровоостанавливающий
зубчатый прямой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




ЗТ-75

длина - 160мм
рабочая часть
длина - 48мм



Зажим кровоостанавливающий
зубчатый изогнутый



ЗТ-76

длина - 160мм
рабочая часть
длина - 48мм



Зажим кровоостанавливающий
зубчатый прямой


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан

Зт-77
длина - 225мм
рабочая часть
длина - 70мм



Зажим кровоостанавливающий
для глубоких полостей


Зт-78
длина - 213мм
рабочая часть
длина - 75мм



Зажим кровоостанавливающий
для глубоких полостей


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан

Зт-79
длина - 125мм
рабочая часть
длина - 27мм




Зажим кровоостанавливающий
1×2 зубый зубчатый прямой
(для новорожденных и детей
раннего возраста)

Зт-80
длина - 125мм
рабочая часть
длина - 27мм




Зажим кровоостанавливающий
1×2 зубый зубчатый изогнутый
по плоскости (для новорожденных
и детей раннего возраста)

ЗТ-81
длина - 125мм
рабочая часть
длина - 27мм




Зажим кровоостанавливающий
1×2 зубый зубчатый изогнутый
по ребру (для новорожденных
и детей раннего возраста)

ЗТ-82
длина - 130мм
рабочая часть
длина - 27мм




Зажим кровоостанавливающий
типа "Москит" изогнутый
по плоскости



Зт-83
 длина - 130мм
 рабочая часть
 длина - 27мм




Зажим кровоостанавливающий
 типа "Москит" изогнутый
 по ребру



Зт-84

длина - 280мм
 рабочая часть
 длина - 60мм



Зт-85

длина - 205мм
 рабочая часть
 длина - 35мм




Зажим эластичный для пищевода

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



ЗТ-86

длина - 280мм
рабочая часть
длина - 50мм




ЗТ-87

длина - 205мм
рабочая часть
длина - 30мм



Зажим жесткий для пищевода




ЗТ-88

длина - 200мм
рабочая часть
длина - 44мм



Зажим для желчных протоков
прямой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-89

длина - 200мм
рабочая часть
длина - 44мм



Зажим для желчных протоков
изогнутый




Зт-90

длина - 210мм
рабочая часть
длина - 34мм



Зажим для желчного пузыря

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



1/1

Зт-91

длина - 160мм
рабочая часть
длина - 16мм



Зажим для желчного пузыря
(для новорожденных и детей
раннего возраста)



1/1


Зт-92

длина - 145мм
рабочая часть
длина - 31мм



Зажим кровоостанавливающий
нейрохирургический прямой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-93

длина - 143мм
рабочая часть
длина - 29,5мм




Зажим кровоостанавливающий
нейрохирургический изогнутый



Зт-95

длина - 260мм
рабочая часть
длина - 55мм




Зт-96

длина - 240мм
рабочая часть
длина - 47мм



Зажим для бронха

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-97

длина - 195мм
рабочая часть
длина - 65мм

1/1



Зажим с кремальерой
для прикрепления операционного
белья к брюшине



Зт-98

длина - 160мм
рабочая часть
длина - 45мм


1/1



Зажим с кремальерой
для прикрепления операционного
белья к брюшине детский

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан

Зт-99
длина - 240мм
рабочая часть
длина - 129мм




Зажим кишечный эластичный
для взрослых прямой

Зт-100
длина - 235мм
рабочая часть
длина - 124мм




Зажим кишечный эластичный
для взрослых изогнутый

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Зт-101

длина - 200мм
рабочая часть
длина - 102мм



Зт-103

длина - 170мм
рабочая часть
длина - 72мм



Зт-102

длина - 192мм
рабочая часть
длина - 94мм



Зт-104

длина - 161мм
рабочая часть
длина - 63мм




Зажим кишечный эластичный
для детей прямой




Зажим кишечный эластичный
для взрослых изогнутый


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зажим для прямой кишки




Зажим для клиновидной резекции
легкого прямой детский




Зажим для клиновидной резекции
легкого изогнутый прямой детский




Зажим окончательный для
захватывания сосудов



Корнцанг прямой




Корнцанг изогнутый




ЗТ-112
длина - 200мм
рабочая часть
длина - 10мм



Щипцы окончатые
для захватавания опухоли мозга




ЗТ-113(№1)
длина - 180мм
рабочая часть
длина - 20мм




ЗТ-114(№2)
длина - 180мм
рабочая часть
длина - 15мм



Щипцы для захватывания легкого
детские прямые №1, №2



Щипцы для захватавания легкого детские изогнутые




Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия вертикально изогнутый №1




Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия вертикально изогнутый №2



Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия вертикально изогнутый №3




Зажим для временного пережатия магистральных сосудов




Зажим для временного пережатия аорты и легочной артерии с кремальерой с двойным изгибом

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой изогнутый по плоскости под углом 120°




Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой изогнутый по ребру под углом 50°


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой изогнутый по плоскости под углом 120° по радиусу R-35




Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой изогнутый по плоскости по радиусу R-60



ЗТ-70
длина - 240мм
рабочая часть
длина - 40мм



Зажим кровоостанавливающий
зубчатый изогнутый вертикально







ЗТ-126
длина - 270мм
рабочая часть
длина - 92мм




Зажим для временного пережатия
аорты с кремальерой с двойным
изгибом ручек

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Зажим для ушка сердца №1, №2, №3, №4.


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Зт-131(№1)

длина - 170мм
рабочая часть
длина - 19мм


1/1



Зт-133(№3)

длина - 180мм
рабочая часть
длина - 28мм

1/1



Зт-132(№2)



длина - 175мм
рабочая часть
длина - 21мм

1/1




Зажим для ушка сердца детский №1, №2, №3.

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зажим сосудистый эластичный зубчатый с фиксатором
(по Сатинскому) №1, №2, №3, №4.


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-138(№5)
длина - 186мм
рабочая часть
длина - 67мм



Зт-140(№7)
длина - 212мм
рабочая часть
длина - 59мм




Зт-139(№6)
длина - 208мм
рабочая часть
длина - 67мм
угол изгиба - 60°




Зт-141(№8)
длина - 220мм
рабочая часть
длина - 56мм
угол изгиба - 40°

Зажим сосудистый эластичный зубчатый с фиксатором
(по Сатинскому) №5, №6, №7, №8.




Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия детский №1



Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия детский №2


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Зт-144
длина - 190мм
рабочая часть
длина - 57мм



Зажим для пережатия аорты
детский №1




Зт-145
длина - 190мм
рабочая часть
длина - 57мм




Зажим для пережатия аорты
детский №2

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Зт-146
длина - 190мм
рабочая часть
длина - 60мм



Зт-147
длина - 190мм
рабочая часть
длина - 60мм




Зажим для лигатур и отведения
аорты детский №1




Зажим для лигатур и отведения
аорты детский №2

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зажим для пережатия и сближения
концов аорты левый



Зажим для пережатия и сближения
концов аорты правый

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-150

длина - 160мм
рабочая часть
длина - 48мм



Зажим артериальный типа Крайл
прямой



Зт-151

длина - 155мм
рабочая часть
длина - 45мм




Зажим артериальный типа Крайл
изогнутый

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




ЗТ-152

длина - 130мм
рабочая часть
длина - 33мм



ЗТ-154

длина - 145мм
рабочая часть
длина - 45мм



ЗТ-153


длина - 130мм
рабочая часть
длина - 33мм



Зажим микроартериальный типа
"Москит" прямой



Зажим микроартериальный типа
"Москит" изогнутый



3Т-156


длина - 145мм
рабочая часть
длина - 42мм



3Т-155

длина - 145мм
рабочая часть
длина - 42мм

Зажим микроартериальный типа
Крайл прямой



3Т-157


длина - 145мм
рабочая часть
длина - 42мм

Зажим микроартериальный типа
Келли прямой




Зажим микроартериальный типа
Крайл изогнутый

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-158

длина - 165мм
рабочая часть
длина - 62мм



Зт-159

длина - 185мм
рабочая часть
длина - 68мм



Зт-160

длина - 165мм
рабочая часть
длина - 62мм



Зажим артериальный типа
Пеана прямой



Зажим артериальный типа
Пеана изогнутый

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




ЗТ-161

длина - 325мм
рабочая часть
длина - 165мм
высота изгиба - 55мм

1/1



Зажим вагинальный



ЗТ-162


длина - 260мм
рабочая часть
длина - 112мм

1/2




Зажим гинекологический

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зажим гинекологический прямой;
изогнутый



Зажим гинекологический
кровоостанавливающий зубчатый
прямой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-166

длина - 250мм
ширина
губок - 12мм



Щипцы для удаления плодного
яйца прямые




Зт-167

длина - 250мм
ширина
губок - 12мм



Щипцы для удаления плодного
яйца прямые с кремальерой



Зт-168

длина - 260мм
ширина
губок - 14мм



Зт-169

длина - 245мм
рабочая часть
длина - 95мм
ширина
губок - 6мм



Щипцы маточные полипные
окончатые для удаления полипов
шейки матки




Зт-170


длина - 260мм
рабочая часть
длина - 100мм



Щипцы маточные трёхзубые
изогнутые для оттягивания
тела матки




Щипцы для извлечения желчных и почечных камней вертикально-изогнутые





Щипцы для извлечения желчных и почечных камней вертикально-изогнутые

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Щипцы для извлечения желчных и почечных камней детские №1, №2, №3.

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Щипцы для извлечения почечных камней детские №1, №2, №3.




3Т-179

длина - 233мм
рабочая часть
длина - 68мм



3Т-181

длина - 220мм
рабочая часть
длина - 65мм




3Т-180

длина - 219мм
рабочая часть
длина - 64мм



Зажим жесткий для влагалищных операций


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Зт-182
длина - 205мм
рабочая часть
длина - 30мм



Зажим сосудистый
с атравматической нарезкой




Зт-183
длина - 190мм
рабочая часть
длина - 90мм




Зажим сосудистый изогнутый
под углом 15° с атравматической
нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-184

длина - 165мм
рабочая часть
длина - 60мм




Зажим сосудистый изогнутый
под углом 30° с атравматической
нарезкой




Зт-185

длина - 180мм
рабочая часть
длина - 54мм



Зажим сосудистый изогнутый
под углом 60° с атравматической
нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-186

длина - 155мм
рабочая часть
длина - 50мм



Зажим сосудистый по типу
Сатинского с длиной изгиба
рабочей части 18мм




Зт-187

длина - 155мм
рабочая часть
длина - 45мм



Зажим сосудистый по типу
Сатинского с длиной изгиба
рабочей части 23мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-188

длина - 175мм
рабочая часть
длина - 62мм



Зажим сосудистый по типу
Сатинского с длиной изгиба
рабочей части 26мм




Зт-189

длина - 165мм
рабочая часть
длина - 55мм



Зажим кровоостанавливающий
изогнутый с атрауматической
нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-190

длина - 160мм
рабочая часть
длина - 55мм



Зажим кровоостанавливающий
изогнутый с атравматической
нарезкой




Зт-191

длина - 130мм
рабочая часть
длина - 53мм



Зажим кровоостанавливающий
с атравматической нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-192

длина - 125мм
рабочая часть
длина - 48мм



Зажим кровоостанавливающий
изогнутый с атравматической
нарезкой




Зт-193

длина - 170мм
рабочая часть
длина - 60мм



Зажим кровоостанавливающий
с атравматической нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зт-194

длина - 185мм
рабочая часть
длина - 40мм



Зажим кровоостанавливающий
изогнутый




Зт-195

длина - 300мм
рабочая часть
длина - 115мм



Зажим для перерезания аорты
с двойным изгибом

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




3т-196
длина - 250мм
рабочая часть
длина - 95мм

3т-197
длина - 300мм
рабочая часть
длина - 110мм



Зажим для пережатия аорты




1/1

3т-198
длина - 220мм
рабочая часть
длина - 65мм



Зажим для пережатия аорты

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




1/1

Зт-199

длина - 240мм
рабочая часть
длина - 85мм




Зажим для пережатия аорты
прямой



1/1


Зт-200

длина - 210мм
рабочая часть
длина - 65мм




Зажим для пережатия аорты

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Зажим окончательный для захватывания сосудов




Зажим для наложения лигатур с кремальерой


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




ЗДт-1(№1)
 длина - 125мм
 рабочая часть
 длина - 47мм
 высота
 изгиба - 12мм




ЗДт-2(№2)
 длина - 125мм
 рабочая часть
 длина - 47мм
 высота
 изгиба - 15мм




ЗДт-3(№3)
 длина - 125мм
 рабочая часть
 длина - 47мм
 высота
 изгиба - 18мм



ЗДт-4(№1)
 длина - 165мм
 рабочая часть
 длина - 47мм
 высота
 изгиба - 12мм



ЗДт-5(№2)
 длина - 165мм
 рабочая часть
 длина - 47мм
 высота
 изгиба - 15мм



ЗДт-6(№3)
 длина - 165мм
 рабочая часть
 длина - 47мм
 высота
 изгиба - 18мм




Зажим-диссектор изогнутый с атравматической нарезкой длиной 125 мм №1;№2;№3.




Зажим-диссектор изогнутый с атравматической нарезкой длиной 165 мм №1;№2;№3.


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




ЗДт-7(№1)
длина - 200мм
рабочая часть
длина - 47мм
высота
изгиба - 12мм




ЗДт-8(№2)
длина - 200мм
рабочая часть
длина - 47мм
высота
изгиба - 15мм



ЗДт-9(№3)
длина - 200мм
рабочая часть
длина - 47мм
высота
изгиба - 18мм



ЗДт-10
длина - 240мм
рабочая часть
длина - 65мм



ЗДт-11
длина - 170мм
рабочая часть
длина - 65мм




Зажим-диссектор изогнутый с
атравматической нарезкой
длиной 200 мм №1; №2; №3.




Зажим-диссектор радиусный с
атравматической нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




ЗДТ-12

длина - 200мм
 рабочая часть
 длина - 60мм
 высота изгиба - 16мм




ЗДТ-13

длина - 230мм
 рабочая часть
 длина - 60мм
 высота изгиба - 15мм



ЗДТ-14

длина - 240мм
 рабочая часть
 длина - 94мм




Зажим-диссектор с кремальерой
 и высотой изгиба губок




Зажим-диссектор с кремальерой
 с атравматической нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Иглодержатель общехирургический с титановыми пластинами



Иглодержатель общехирургический с узкой рабочей частью и титановыми пластинами

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Ит-5

длина - 200мм
рабочая
часть - 2,2мм




Ит-5-01

длина - 200мм
рабочая
часть - 1,5мм



Ит-6

длина - 230мм
рабочая
часть - 3мм



Ит-6-01

длина - 230мм
рабочая
часть - 1,5мм



Ит-7

длина - 260мм
рабочая
часть - 3мм



Ит-7-01

длина - 260мм
рабочая
часть - 1,5мм



Ит-5
Иглодержатель общехирургический
с титановыми пластинами
изогнутый

Ит-5-01
Иглодержатель общехирургический
с узкой рабочей частью
и титановыми пластинами
изогнутый



Иглодержатель общехирургический
с титановыми пластинами

Иглодержатель общехирургический
с узкой рабочей частью
и титановыми пластинами

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Ит-8

длина - 160мм
рабочая
часть - 1мм



Ит-9

длина - 200мм
рабочая
часть - 1мм



Ит-10

длина - 200мм
рабочая
часть - 1мм




Иглодержатель сосудистый
с твердосплавными пластинами




Иглодержатель сосудистый
с твердосплавными пластинами
изогнутый

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




ИТ-11

длина - 160мм
рабочая
часть - 1,2мм




ИТ-12

длина - 125мм
рабочая
часть - 1,2мм




ИТ-13

длина - 140мм
рабочая
часть - 1,2мм



ИТ-14

длина - 200мм
рабочая
часть - 1,2мм



ИТ-14-01

длина - 200мм
рабочая
часть - 1,2мм




Иглодержатель сосудистый
с узкой рабочей частью
и титановыми пластинами







Иглодержатель сосудистый
с узкой рабочей частью
и титановыми пластинами
изогнутый

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Пинцеты, титан



ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан




ПТ-5

длина - 200мм
рабочая
часть - 2,2мм



ПТ-6

длина - 200мм
рабочая
часть - 2,8мм



ПТ-7

длина - 200мм
рабочая
часть - 3,5мм



ПТ-8

длина - 240мм
рабочая
часть - 1,7мм



Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



ПТ-9

длина - 240мм
рабочая
часть - 2,2мм




ПТ-9-01

длина - 240мм
рабочая
часть - 2,5мм




ПТ-10

длина - 240мм
рабочая
часть - 2,8мм







ПТ-11

длина - 240мм
рабочая
часть - 3,5мм




Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



Пт-16

длина - 130мм
рабочая
часть - 2,5мм




Пт-17

длина - 150мм
рабочая
часть - 2,5мм



Пт-18

длина - 160мм
рабочая
часть - 2,5мм



Пт-19

длина - 180мм
рабочая
часть - 2,5мм




Пт-20

длина - 200мм
рабочая
часть - 2,5мм



Пт-21

длина - 240мм
рабочая
часть - 2,5мм




Пт-22

длина - 300мм
рабочая
часть - 2,5мм




Пинцет анатомический

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» Зажимной инструмент, титан




Пт-23

длина - 130мм
рабочая
часть - 2,5мм




Пт-24

длина - 150мм
рабочая
часть - 2,5мм




Пт-25

длина - 160мм
рабочая
часть - 2,5мм




Пт-26

длина - 180мм
рабочая
часть - 2,5мм




Пт-27

длина - 200мм
рабочая
часть - 2,5мм



Пт-28

длина - 240мм
рабочая
часть - 2,5мм




Пт-29

длина - 300мм
рабочая
часть - 2,5мм



Пинцет хирургический


ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Зажимной инструмент, титан



длина - 150мм
рабочая часть
длина - 15мм

длина - 150мм
рабочая часть
длина - 15мм

длина - 150мм
рабочая часть
длина - 15мм



Ранорасширитель нейрохирургический универсальный




Лт-1. Лопаточка для оттеснения сосудов двухсторонняя с острым и тупым концами длиной 185мм



Лт-2. Лопаточка для оттеснения сосудов тупая длиной 185мм



Бужи для дилатации сосудов




| <i>Обозначение</i> | <i>Длина</i> | <i>Олива</i> |
|--------------------|---------------|---------------|
| БТ-1(БН-1) | <i>200 мм</i> | <i>1 мм</i> |
| БТ-2(БН-2) | | <i>1,5 мм</i> |
| БТ-3(БН-3) | | <i>2 мм</i> |
| БТ-4(БН-4) | | <i>2,5 мм</i> |
| БТ-5(БН-5) | | <i>3 мм</i> |
| БТ-6(БН-6) | | <i>3,5 мм</i> |
| БТ-7(БН-7) | | <i>4 мм</i> |
| БТ-8(БН-8) | | <i>4,5 мм</i> |
| БТ-9(БН-9) | | <i>5 мм</i> |
| БТ-10(БН-10) | | <i>7 мм</i> |

Н - аналог изделия изготавливается из нержавеющей стали

Бужы для дилатации сосудов

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



Д-1 Долото для боковой остеотомии пирамидки носа прямое левое длина 180мм



Д-3 Долото для боковой остеотомии пирамидки носа прямое правое длина 180мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь




Д-2 Долото для боковой остеотомии пирамидки носа изогнутое левое длина 180мм




Д-4 Долото для боковой остеотомии пирамидки носа изогнутое правое длина 180мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь




Д-5

длина - 180мм
рабочая часть
ширина - 4мм



Д-6

длина - 180мм
рабочая часть
ширина - 5,5мм



Д-7

длина - 180мм
рабочая часть
ширина - 12мм




Долото для срединной
остеотомии с двумя лезвиями



Долото изогнутое
длина 180мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь




Д-8

длина - 180мм
рабочая часть
ширина - 2мм



Долото прямое
длина 180мм




Д-9

длина - 180мм
рабочая часть
ширина - 5мм



Долото прямое
длина 180мм




Д-10

длина - 180мм
рабочая часть
ширина - 8мм



ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



Д-11
длина - 180мм
рабочая часть
ширина - 11мм



Долото прямое с ограничителем
длина 180мм




Д-12
длина - 180мм
рабочая часть
ширина - 5мм



Долото прямое с ограничителем
длина 180мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь




Д-13

длина - 180мм
рабочая часть
ширина - 14мм



Долото прямое с ограничителем
длина 180мм



Д-14

длина - 180мм
рабочая часть
ширина - 17мм



Долото прямое с ограничителем
длина 180мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



К-1 Крючок 1 зубый острый
длина 180мм



К-2 Крючок 1 зубый тупой
длина 180мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



2/1



К-3 Крючок 2-х зубый острый
длина 180мм




2/1



К-4 Крючок 2-х зубый тупой
длина 180мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



2/1



К-5 Крючок 3-х зубый острый
длина 180мм



2/1



К-6 Крючок 3-х зубый тупой
длина 180мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



2/1



К-7 Крючок векоподъемник
длина 180мм



2/1



К-8 Крючок пластичный
длина 155мм



Ш-1 Шило
рабочая часть треугольная
длина 115мм



Ш-2 Шило остроконечное
рабочая часть круглая
длина 115мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



Р-1 Распатор прямой
длина 180мм
рабочая часть ширина 3мм



Р-2 Распатор изогнутый
длина 180мм
рабочая часть ширина 3мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



Р-3 Распатор прямой
длина 180мм
рабочая часть ширина 5мм



Р-4 Распатор изогнутый
длина 180мм
рабочая часть ширина 5мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



Р-5 Рашпиль (V - образный)
длина 220мм



Р-6 Рашпиль изогнутый
длина 220мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



Н-1 Нож горизонтальный
для операций на перегородке
носа длина 165мм



Н-2 Нож вертикальный
для операций на перегородке
носа левый длина 165мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь




Н-3 Нож вертикальный
для операций на перегородке
носа правый длина 165мм



Пв-1 Пилка. Воячика прямая
длина 180мм

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь



длина - 130мм
рабочая
часть - 2мм



П-1 Пинцет для кожной пластики
(Титановый)




длина - 130мм
рабочая
часть - 1мм




П-2 Пинцет анатомический
(Титановый)

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь




П-3 Пинцет микрохирургический
(Титановый)





П-4 Пинцет для трансплантата
(Титановый)

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Изделия для костной пластики, нержавеющая сталь




Зажим кровоостанавливающий
типа "Москит"(Титановый)



Иглодержатель общехирургический
с твердосплавными пластинами
(Титановый)

Для заметок



ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Россия, 107078, Москва, 1-й Басманный пер.,
дом 5/20, стр.2, офис 40
тел. +7(495) 607 2682, +7(499) 261 3558
факс +7(499) 261 3733
www.himedtech.com
E-mail: himedtech@gmail.com